



KLOPFY

NM-088



BEDIENUNGSANLEITUNG

Klopf & Shiatsu Massagegerät mit Zipper



Inhalt:

Einleitung.....	3
Zeichenerklärung - ZEICHEN UND SYMBOLE.....	3
Die traditionelle Shiatsu- und Klopfmassage	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Produktbeschreibung.....	4
Massagegerät und Bedienelemente	5
Produktfunktionen.....	6,7
Abbildungen zur Anwendung	7
Sicherheitshinweise	8
Für besondere Personen.....	8,9
Lieferumfang	9
Technische Daten	9
Pflege und Aufbewahrung.....	10
Elektro - und Elektronikgeräte	10,11
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	11
Garantie	12



Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das Donnerberg Original Klopfy Nackenmassagegerät entschieden haben. Die Bedienungsanleitung ist der Bestandteil dieses Produktes. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung auf und lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch. Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben.

Ihr Donnerberg Team

Zeichenerklärung - ZEICHEN UND SYMBOLE

Folgende Symbole werden in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild verwendet:



WARNUNG: Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.



ACHTUNG: Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.



Die Traditionelle Shiatsu- und Klopfmassage

Klopfmassage & Shiatsu-Massage in einem Gerät kombiniert. Klopfen ist eine leichte Percussion-Bewegung.

Die angenehme und tief dringende Klopfmassage entspannt die Muskeln und löst Verspannungen.

Das Wort Shiatsu bedeutet auf Japanisch „Fingerdruck“.

Shiatsu benutzt Druck-, Berührungs- und Manipulationstechniken, um den Körper und seine innere Energie ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Shiatsu-Massage kann verwendet werden, um Stress abzubauen und Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zur Privatanwendung, nicht für kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Es ist für die Ganzkörpermassage geeignet: Nacken, Schultern, Rücken, Beine, Bauch, und Arme. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Massagegerätes mit Ihrem Arzt.

Produktbeschreibung

Setzen Sie sich in einen bequemen Stuhl, führen Sie die Arme durch die Schlaufen, die Ihnen beim einfachen Positionieren und bei der Intensitätssteuerung helfen. Ziehen Sie an den Schlaufen, um die Massage zielgerichtet an den richtigen Stellen durchzuführen.

Die Intensität der Massage ist zudem individuell und punktuell regulierbar. Jeder Massagezyklus dauert 15 Minuten, kann aber bei Bedarf verkürzt werden. Der eingebaute Timer schaltet das Gerät automatisch nach 15 Minuten ab.



Massagegerät und Bedienelemente

Abnehmbarer, waschbarer
Bezug mit Zipper


Klopfmassageköpfe (2 Stück)

Massageköpfe
(insgesamt 8
Stück)


Halteschleife

Kunstleder

DC-Steckverbinder



Adapter



Autoladegerät





Produktfunktionen



Power-Taste

Shiatsu Starttaste

Geschwindigkeitssteuertaste

Infrarotwärme

Klopfmassage Starttaste



Power-Taste

Drücken Sie die Power-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten. Die mittlere Shiatsu-Geschwindigkeitsstufe und die hohe Stufe der Infrarotwärme werden automatisch beim Einschalten aktiviert. Nach einer Minute Shiatsu-Massage erfolgt die einminütige Kombination aus Shiatsu- und Klopfmassage. Diese zwei Modi wechseln automatisch im Intervall von einer Minute.



Shiatsu Sperr-/Starttaste

- Drücken Sie diese Taste, um die Shiatsu-Massage zu starten.
- Die Shiatsu Starttaste ist nur für die Shiatsu-Massagefunktion und nicht für Klopfmassage bestimmt.



Geschwindigkeitssteuertaste (auf mittlerer Geschwindigkeitsstufe voreingestellt)

Drücken Sie diese Taste einmal, um zur niedrigeren Geschwindigkeitsstufe zu wechseln. Wenn Sie die Taste zum zweiten Mal drücken, wird die Geschwindigkeit erhöht. Die Geschwindigkeitsänderung erfolgt immer in derselben Reihenfolge: von der mittleren über die niedrige bis zur höchsten Stufe.



Infrarotwärme

Nur Infrarotwärme

Die Infrarotwärme kann unabhängig von der Massagefunktion verwendet werden.

- Drücken Sie die Taste der Infrarotwärme einmal, um die zweite Stufe der Infrarotwärme zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste zum zweiten Mal, um zur ersten Stufe zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um die Infrarotwärme auszuschalten.

Massage & Infrarotwärme zusammen

- Beim Drücken der Power-Taste wird der voreingestellte Modus automatisch aktiviert. Die Shiatsu - und Klopfmassage wechseln sich im Minutentakt ab, dabei läuft die Infrarotwärme die ganze Zeit auf der zweiten Stufe.
- Wenn Sie zu der ersten Stufe der Infrarotwärme wechseln möchten, drücken Sie die Taste einmal.





- Drücken Sie zum zweiten Mal auf die Taste, um die Infrarotwärme auszuschalten.



Klopfmassage Starttaste


Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der Shiatsu- und Klopfmassage zu starten. Das Massagegerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten ab.

Abbildungen zur Anwendung

Ein Massagegerät für den ganzen Körper.
Hier sind einige Beispiele zu seiner Anwendung.



Nacken & Schultern



Rücken



Bauch



Beine



Arme





Sicherheitshinweise

Um das Risiko eines Brandes, Stromschlages oder anderer Verletzungen zu verhindern, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Überprüfen Sie das Netzteil, das Kabel und das Massagegerät vor der Anwendung auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Betreiben Sie das Massagegerät nur mit mitgeliefertem Netzteil und an der auf dem Netzteil angegebenen Netzspannung.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Achten Sie darauf, dass das Massagegerät, der Schalter, das Netzteil und das Kabel nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Massagegerät sollte nicht in der Sauna oder Badewanne verwendet werden. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und von warmen Oberflächen. Das Kabel bitte nicht einklemmen, knicken oder drehen.
3. Lassen Sie sich über den Verwendungszweck des Gerätes vor dem Gebrauch informieren. Benutzen Sie nur Ersatzteile des Herstellers. Nehmen Sie das Massagegerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt oder fallengelassen wurde, oder es nicht richtig funktioniert. Führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch. Reparaturen am Massagegerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice: de.info@donnerberg.net. Nutzen Sie das Massagegerät und das Zubehör nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen. Schließen Sie das Gerät nicht an beschädigte Steckdosen. Achten Sie darauf, dass die Steckdose nicht verdeckt ist. Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in dem Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Benutzen Sie das Gerät nicht dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.



- Benutzen Sie das Gerät während der Fahrt nur als Beifahrer, nicht als Fahrzeuglenker!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Für besondere Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit geringen physischen oder mentalen Fähigkeiten, unter Aufsicht benutzt werden, oder wenn ihnen die sichere Anwendung des Gerätes bereits bekannt ist.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Erkrankungen und Symptome könnten sich dadurch verschlechtern.



Sie sollten auf eine Anwendung mit dem Massagegerät verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:

- Eine Schwangerschaft vorliegt,
- Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
- Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Augennähe oder anderen empfindlichen Körperstellen.
- Vorsicht beim Einsatz der Wärmefunktion. Nicht bei Kreislaufschwäche oder an hitzeunempfindlichen Stellen benutzen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die auf Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie therapeutische Fragen zur Anwendung des Massagegerätes haben.





Lieferumfang

1x Donnerberg Original Klopfy Nackenmassagegerät NM-088
1x Adapter (Länge 2,8 m)
1x Autoadapter
2x Ersatzbezug
1x weiches Tuch für empfindliche Haut
1x biologisch abbaubare Öko-Tüte
1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Name und Modell	KLOPFY NM-088
Herstellernummer	NM-088 Schwarz
Leistung	DC 12V 3A 36W
Eingangsspannung Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz
Timer	automatische Abschaltung nach ca. 15 Min.
Bruttogewicht	ca. 2,96 kg
Nettogewicht	ca. 2,2 kg
Abmessungen	53X42X20,5cm






Pflege und Aufbewahrung

- Bevor Sie das Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist und der Adapter aus der Steckdose gezogen ist. Benutzen Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät oder das Zubehör eindringen. Kleinere Flecken können mit einem Tuch oder feuchten Schwamm und eventuell etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reiniger, das könnte die Oberfläche angreifen und beschädigen. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.
- Sie selbst dürfen das Gerät nur reinigen. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt.
- Sie können den waschbaren Bezug, dank des integrierten Zippers, einfach abnehmen und bei 30 C in der Waschmaschine waschen.

Bitte reinigen Sie das Massagegerät regelmäßig, indem Sie den Bezug per Zipper öffnen und mit dem Ohrstäbchen den zwischen dem Massagekopf (1) und der Kontaktplatine (2) angesammelten Schmutz (Haare, Staub etc.) aufnehmen. Durch die regelmäßige Beseitigung dieser Verschmutzungen können die Störungen der Infrarotwärmefunktion und des Massagevorgangs vorgebeugt werden.



Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte gemäß § 18 Abs. 2 ElektroG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.





Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



Einhaltung von Sicherheitsvorschriften



Gemäß EU-Verordnung 765/2008 erfüllt das Gerät die geltenden Anforderungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit oder Umweltschutz.



Von TÜV SÜD auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.

Z2 091698 0009 Rev. 02



Nach der EU-Richtlinie 2011/65/EU im Rahmen deren Beschränkung bei Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten hergestellt.





Garantie

Garantieerklärung Donnerberg

Die Firma Donnerberg, Herr Svetozar Grbic, Von-Werthern-Str. 4a, 96487 Dörfles-Esbach Deutschland gewährt auf das Produkt eine Herstellergarantie. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem Sie das Gerät in Empfang genommen haben.

Die Garantie wird nur dem Käufer gewährt und ist auf Dritte nicht übertragbar.

Über das gesetzliche Mangelhaftungsrecht hinaus reparieren wir oder tauschen wir aus auch Geräte, deren Mängel nicht anfängliche Mängel sind, sofern sie nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden oder unerheblich sind. Die Wahl zwischen Austausch und Reparatur liegt bei uns. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Mangel unverzüglich nach dessen Auftreten angemeldet wird.

Firma Donnerberg

Von-Werthern-Str. 4a, 96487 Dörfles-Esbach, Deutschland

oder E-Mail

de.info@donnerberg.net

oder Telefon

+ 49 89 215 400 980

+ 49 95 619 769 199

Nach Ihrer Meldung sendet Ihnen unser Serviceteam einen Reklamationsschein zu, der uns die Bearbeitung Ihres Garantiefalls erleichtert. Sie müssen das Antragsformular und die Kopie Ihres Kaufbelegs als Nachweis der Garantie beifügen. Bitte beachten Sie, dass wir Garantiefälle außerhalb der Gewährleistung ohne diesen Reklamationsschein nicht bearbeiten müssen.



ENGLISH



The ORIGINAL

User manual for
tapping & shiatsu massager
KLOPFY NM-088
WITH ZIPPER



Z2 091698 0009 Rev.03

KLOPFY





Contents:

Introduction	15
Explanation - signs and symbols	15
Traditional shiatsu and tapping massage	16
Signs and symbols	16
Intended use	16
Getting to know your device	16
Parts of the product	17
Product functions	18
Massage positions	18,10
Safety precautions	19
Specific group of people	20
Contents included	21
Technical specifications	21
Maintenance and storage	22
Electric and electronic devices	22
Regulatory compliance	23
Warranty	24



Introduction

Dear customer,

Thank you for choosing Donnerber Original KLOPFY neck and shoulder massager. Donnerberg Original KLOPFY massager is manufactured to the highest German quality standards certified by TÜV.

Please read the manual instructions carefully and save it for later use, be sure to make them accessible to the other users. Please follow the instructions and use the product as described.

Donnerberg Team

Explanation - SIGNS AND SYMBOLS



WARNING – Warning instruction indicating a risk of injury



IMPORTANT – Safety note regarding potential for damage to the device



Traditional shiatsu and tapping massage

Tapping massage & shiatsu massage combined in one device. Tapping is a light percussion (also known as tapotement) movement.

The pleasant and penetrating tapping massage relaxes the muscles and relieves tension. The word Shiatsu means 'finger pressure' in Japanese. Shiatsu uses pressure, touch and manipulative techniques to bring the body and its inner energy paths into balance. Shiatsu massage can be used to reduce stress and promote overall health and well-being.

Intended use

The unit is only intended for domestic /private use, not for commercial use. It is designed for massaging the following body parts: neck, back, shoulders, belly, legs and arms. If you are unsure whether the neck and shoulder massager is suitable for you, please consult your doctor.


Getting to know your device

USAGE AND DIRECTION - Sit in a comfortable chair, carefully place the massager over your shoulders and switch it on. Put the arms through the loops of arm straps to facilitate the positioning of the massager and to control the intensity of the massage. Place the massager on the desired areas or parts of the body and adjust the intensity of the massage by pulling harder or softer on the loops.

Each massage cycle lasts 15 minutes but can be shortened on demand. When the 15 minute cycle has elapsed, the massager will automatically switch off. This device must be turned off when not in use.




Parts of the product





Product functions



Power on/off



- Press this button once to turn on the device
- The medium massage speed and high intensity infrared heat is on by default.
- One minute shiatsu, one minute shiatsu combined with tapping massage will perform and each function will shift after one minute.

Shiatsu massage



Press this button to lock - start shiatsu massage. This function is valid for shiatsu massage function only, not for tapping massage.

Speed (default at medium speed)



- Press this button once for low speed;
- Press this button twice for high speed;
- Cycles from medium to low to high speed will continuously repeat in this sequence.

Infrared heat



Infrared heat only

Heating function can be controlled independently without massage

- High-intensity Infrared heat turns on when you press this button once
- Press this button twice to turn on low-intensity Infrared heat
- Press this button three times to turn off Infrared heat

Combination of Massage & Infrared heat

- Press the Power On/Off button to turn on default mode (interchangeably perform shiatsu function or shiatsu&tapping function each minute with high intensity Infrared heat)
- Press Infrared heat button once to change heat intensity from high to low
- Press Infrared heat button twice to turn off this function





Tapping massage




Press the button to lock - start shiatsu & tapping function. The massager will perform tapping & shiatsu all the time.
The massager will be switched off automatically after 15 minutes

Massage positions

Please apply on body parts shown in the pictures below



Neck & Shoulders




Back



Belly



Legs



Arms

Safety precautions

To prevent the risk of fire, electric shock, or other injury, please follow the next points:

1. Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plates is compatible with your mains supply. Only insert the power supply unit into a socket when the appliance is switched off.
2. Do not cover or use the unit under a blanket when operating. Do not use while bathing or showering. The unit must be kept dry and stored in a dry and safe place. The power socket,





cable, and appliance must be at appropriate distance from the heat, hot surfaces, moistures and liquids. Connect the unit only in that way, so that the power plug is freely accessible. The power plug should be freely accessible when inserted into the socket. The cable must not be kinked, trapped or twisted.

3. To use this product safely and correctly, read this manual thoroughly and operate the device as instructed. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly. In case the device is not working or has a fault, send it to the service centre for examination. Do not plug in the device in the damaged sockets. If the device has been dropped into water, do not pick it up or touch it. Pull out the power plug from the socket immediately.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. After you have finished using the unit turn off the power. Before unplugging, the device must be turned off. Do not obstruct with objects or thrust.



Do not use the massager while driving!



Children are not allowed to play with the device.



Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation and choking hazard!

SPECIFIC GROUP OF PEOPLE

- This appliance can be used by children aged 8 and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not use this device to supplement or replace medical treatment
- Chronic complaints and symptoms may be made worse.



You should refrain from using the massager, or should consult your doctor before using it, if

- You are pregnant,
 - You have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,
 - You suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
-
- Do not use the appliance near your eyes or near any other sensitive areas.
 - Take care when using the heating function. Do not use if you have circulatory problems or on areas sensitive to heat.
 - The surface of the appliance is warm. People who are sensitive to heat must be careful when using the appliance.
 - If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.
 - Before using the massager, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment





Contents included

1x Donnerberg Original Klopfy neck and shoulder massager NM-088
1x Power adapter (length approx 2.8m)
1x Car charger
2x Removable cover
1x Soft cloth cover for sensitive skin
1x Protective custody - environmentally friendly
1x User manual

Technical specifications


Product name	KLOPFY NM - 088
Product model	NM-088 Black
Voltage supply	Output DC12V 3A 36W
Input voltage	100-240 V, 50/60 Hz
Automatic switch off	After approx. 15 minutes
Net Weight	Approx. 2,2 kg
Gross Weight	Approx. 2,96 kg
Dimensions	53 x 42 x 20,5 cm



Maintenance and storage

- Before cleaning, make sure the switch is turned off and power plug is disconnected from the outlet. Do not use abrasive cleaners such as benzene or thinner to clean the product, otherwise the colour of the product may fade. Do not immerse the appliance in the water or the other liquids during the cleaning! Small marks can be removed by using a damp cloth. Please remember to clean only the top side of the device.
- You may only clean the massager yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to automatic expiry of all guarantee rights.
- Thanks to the integrated zipper, the cover can be easily removed and washed in the washing machine at 30° C. Simple and easy, just unzip the zipper and replace the cover with another one.

We would kindly advise you to clean your massager regularly by taking off the cover and removing dirt (hair, dust) that gathered between the massage node and the contact plate with cotton buds. Regular removal of contamination can prevent malfunctions of certain components of infrared heat and massage.



Electric and electronic devices

Information for private households

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE) in the United Kingdom contains several requirements concerning the handling of electric and electronic devices as waste. In the following paragraphs, we list the most important requirements for you.

1. Separated recycling of „old devices“

Electric and electronic devices that have become waste are called old devices. Owners of such old devices have to bring these to recycling facilities, where these are handled and recorded separately from urban solid waste. Old devices must not end up in the household refuse. In fact they have to be collected in special collecting and recycling systems.

2. Possibility for disposal of „old devices“

Owners of old devices from private households can dispose these at the public waste disposal authorities or bring them to producer or seller related disposal locations. You can find these disposal locations online: <https://www.recycle-more.co.uk/>

3. Privacy information

Old devices often contain private data, especially appliances from data processing and communication equipment, as smartphones or hard discs. In your own interest, please arrange to eliminate all personal and private data from your disposed equipment.





4. Meaning of the symbol „crossed out waste container“

The labelled symbol showing the „crossed out waste container“ on electric and electronic equipment indicates that



the concerning equipment has to be disposed separately from urban solid waste.

5. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE)

Following the implementation of the Directive 2012/19/EU and its British transportation WEEE Regulations 2018, we as a producer of EEE are registered in the Public Register of Electrical and Electronic Equipment Producers. The register is held in England and Wales by the Environment Agency.

Regulatory compliance



CE (Conformité Européenne)- indicates that the product conforms with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection



TÜV (Technical Inspection Association)-product was tested for electrical safety, hazardous material components, and unwanted noise production.

Z2 091698 0009 Rev. 02



RoHS (Restriction of Hazardous Substances)- restricts the use of specific hazardous materials found in electrical and electronic products.





Warranty

The company Donnerberg, Mr. Svetozar Grbic, Von-Werthern-Str. 4a, 96487 Dörfles-Esbach, Germany grants a valid manufacturer's warranty for the territory of the European Union and the civil-law defect liability. The warranty starts from the time the device was delivered to the customer. It is not extended by a previous warranty case. The warranty is granted only to the buyer and is not transferable to third parties.

In addition to the statutory liability for defects, we also repair or replace equipment whose defects are not initial defects unless they are caused by improper use or are insignificant. The choice between replacement and repair is ours. The warranty is only granted if the defect is notified immediately upon its occurrence and is reported. You must include the claim form and the copy of your purchase receipt as the proof of warranty. Please note that we will not process warranty claims without this claim form.

You may report your warranty claim to one of the following:

Company Donnerberg
Von-Werthern-Str. 4a, 96487 Dörfles-Esbach
Germany

de.info@donnerberg.net
or telephone: + 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199

Upon your notification, our customer service team will send you a claim form.

For questions regarding warranty or any other questions, you may also contact us via email:
uk.info@donnerberg.net



Donnerberg S.G.

Von-Werthern-Str. 4a

96487 Dörfles-Esbach, Deutschland

Tel: + 49 89 215 400 980 / + 49 95 619 769 199

Mail: de.info@donnerberg.net

Web: www.donnerberg.net